



# FLUSSOMETRO PER OSSIGENO AD ORIFIZI CALIBRATI





Misuratori di ossigeno idoneo al controllo del flusso di gas medicinali, utilizzati per l'ossigenoterapia. L'unità è realizzata in alluminio, materiale ad alta resistenza meccanica che rende quindi questo dispositivo particolarmente adatto agli usi più gravosi. L'uso è semplice. È sufficiente collegare il dispositivo ad un impianto ospedaliero centralizzato tramite l'apposito connettore gas e norma (presa). Una volta collegato, si regola la portata erogata ruotando la ghiera per la portata desiderata.



## Dati tecnici

Connessione in entrata: ISO G 1/4" M.

Connessione in Uscita: 9/16" UNF EN 13544-2 M.

Dimensioni: diametro 34 mm x 44 mm (H)

Peso: 80 gr

Pressione massima consentita: 500 kPa

Accuratezza:  $\pm 5\%$  of the reading

Flusso (lt/min): 1-0.5-1.5-2-3-4-5-6-8-10-15

# Prodotti che potrebbero interessarti

Innesti



UNI 9507  
BS 5682  
NF S 90-116  
DIN 13260  
SS 875 24 30



Umidificatore Ossigeno



Medicale

Breathe, Safe.

N.B. (questi prodotti possono essere ordinati separatamente al momento dell'acquisto)

[www.dzmedicalesrl.com](http://www.dzmedicalesrl.com)