

DefiMonitor XD

Defibrillatore / monitor AED con modalità manuale, cardio versione, ECG a 6 canali, SpO₂, funzione di monitoraggio con limiti di allarme, stampante - ideale per uso clinico

- ▶ Defibrillatore manuale
- ▶ Paddles rigidi (adulto e bambino)
- ▶ AED-modalità (opzionale)
- ▶ Elettrodi multifunzionali
- ▶ Cardioversione
- ▶ 6-canali-ECG
- ▶ SpO₂ (opzionale)
- ▶ Batteria agli ioni di litio per un massimo di 5 ore
- ▶ Stampante



MONITOR ILLUMINATO per la visualizzazione di 2 curve ECG, segni vitali, limiti di allarme, durata del funzionamento, livelli energetici, modalità, pacer, shock

MODALITÀ MANUALE con selezione dell'energia e defibrillazione/cardioversione sincronizzata (commutazione manuale) fino a 360 J (bifasica)

MONITORAGGIO / ALLARME i limiti di allarme possono essere impostati per tutti i parametri derivati

AUTOTEST GIORNALIERO di prontezza operativa, stampa automatica opzionale per la documentazione

6-CANALI-ECG con selezione libera delle derivate (Abl. I, II, III, aVR, aVL, aVF) e visualizzazione sincronizzata di due curve sul monitor

ENERGIA EROGATA BIFASICA con misurazione dell'impedenza toracica e regolazione dell'energia personalizzata per ogni shock

PULSOSSIMETRIA misurazione della SpO₂ attraverso il sensore da dito con tecnologia Nellcor®

STAMPANTE per la stampa automatica / manuale di curve, valori, eventi

Dati tecnici

- ▶ Defibrillatore / monitor con monitor LCD ad alta risoluzione (retroilluminato), 115 x 86 mm (diagonale 5,7")
- ▶ Palette rigide per adulti e bambini (misura per bambini integrata), in alternativa è possibile utilizzare anche i pad adesivi / elettrodi multifunzionali (SavePads Connect)
- ▶ ECG a 6 derivazioni con selezione libera delle derivazioni (I, II, III, aVR, aVL, aVF) e visualizzazione sincronizzata di due curve
- ▶ Limiti di allarme (regolabili) per il monitoraggio
- ▶ Energia erogata fino a 360 J (bifasica)
- ▶ Livelli energetici: 2-5-7-10-20-30-50-70-100-150-200-250-300-360 J
- ▶ energia in uscita asincrona e sincrona (cardioversione)
- ▶ Stampante integrata per la documentazione di curve, segni vitali, eventi; stampa manuale e automatica
- ▶ Misurazione della SpO₂ tramite sensore da dito con tecnologia Nellcor®
- ▶ Metronomo per la corretta frequenza della pressione durante la RCP in modalità DAE
- ▶ Regolazione continua dell'energia erogata a ciascun paziente con erogazione di energia crescente fino a 360 J per le defibrillazioni multiple eventualmente necessarie (AED)
- ▶ Autotest giornalieri automatici con visualizzazione dello stato delle funzioni e della batteria
- ▶ Documentazione dei dati dell'applicazione su una scheda di memoria rimovibile
- ▶ batteria LiFePO₄ con monitoraggio fino a 5 ore o 95 scosse a 360 J / in alternativa è possibile il funzionamento a rete
- ▶ Peso solo 5,3 kg circa (senza modulo energetico)
- ▶ Made in Germany



DefiMonitor XD

Stadi di espansione



Serie di modelli	XD	XD SPO2	XD AED	XD AED, SPO2
monitor LCD in modalità blu	•	•	•	•
6-canali-ECG	•	•	•	•
Limiti di allarme	•	•	•	•
Defibrillazione manuale	•	•	•	•
Defibrillazione sincrona	•	•	•	•
Paddles rigidi adulti / bambini	•	•	•	•
Connessione SavePads	•	•	•	•
Modalità DAE	-	-	•	•
Pulsossimetria / SpO ₂	-	•	-	•
Livelli energetici (bifasico): 2-5-7-10-20-30-50-70-100-150-200-250- 300-360 J	•	•	•	•
Stampante termica integrata	•	•	•	•
Batteria	•	•	•	•
Gestione dei dati	•	•	•	•

- di serie
- non disponibile

Lieferumfang (je 1 Stück):
DefiMonitor XD incl. piastre per adulti/bambini, **AkuPak LITE XD**, unità di alimentazione/ricarica integrata, cavo **SavePads Connect**, **SavePads Connect**, cavo paziente ECG a 4 poli codificato IEC, carta per stampante, 30 elettrodi ECG, **SaveCard**, sensore da dito Nellcor® SpO₂ FLEXMAX incl. cavo di collegamento (solo **DefiMonitor XD SPO2** & **DefiMonitor XD AED, SPO2**)

