


lineis™






lineis.

La trave testaleto disegnata per portare un design unico e innovativo negli ospedali di tutto il mondo.



vernice antibatterica



illuminazione



Diretta




Indiretta



Notte



Dimmer



LED



prese elettriche,
tutti gli standard EU

lineis, un progetto innovativo, nato dall'unione di due soli profili in alluminio ad alta resistenza, una superficie illuminata interamente integrata nel profilo, che crea linee pulite e forme armoniose, consentendo una più efficace sanificazione del dispositivo medico.





Telecomando infrarossi (non incl.)



La trave testaletto può essere integrata con una barra porta accessori 30x10 o 25x10, con prese elettriche nella parte inferiore e interruttori a richiesta. Il progetto è stato inoltre sviluppato in collaborazione con i reparti di manutenzione degli ospedali, per renderlo facilmente ispezionabile anche dopo l'installazione.



barra in acciaio INOX:
30 x 10 // 25 x 10

scheda tecnica

Peso: 6 Kg per metro

Colori: Bianco, Nero + colori personalizzabili su richiesta

Vernice: Antibatterica

Prese Gas: Variabili per tipo e numero

Misure di sezione: lunghezza basata su necessità o richiesta del cliente

Barra porta accessori in acciaio INOX: 30 x 10 // 25 x 10

Chiusure: laterali senza viti

Porte Dati: HDMI, Rj45, Rj11, USB, Equipotenziale e su richiesta

Prese Elettriche: Tutti gli standard EU disponibili

Illuminazione: Full-length LED (paziente)
Double full-length LED (ambiente + lettura)

Telecomando: Infrarossi (non incluso, ordinabile separatamente)

lineis



is pure design



Per maggiori informazioni visitate il sito dedicato
www.lineis.dzmedicale.info